


Wb、If/Icc、Elisa用抗Sr-B2/LimpIIポリクローナル抗体 - Q14108

商品番号: CM0016245



前書き

ヒトSR-

B2/LIMP2 (LIMP2/LGP85/CD36L2) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに対する交差反応性があります。リソソーム受容体およびエンテロウイルス71の細胞侵入研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SR-B2/LIMP2 ウサギpAb
備考/別名	AMRF、EPM4、LGP85、CD36L2、HLGP85、LIMP-2、LIMP2、SR-B2、SR-B2/LIMP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	950
GeneID	950
免疫原	ヒトSR-B2/LIMP2 (NP_005497.1) のアミノ酸200〜380に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14108
タンパク質分子量	54kDa
配送	保冷バッグ