


## Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Sr-B2/LimpII ウサギモノクローナル抗体 - Q14108

商品番号: CM0010008



### 前書き

ヒトSR-B2/LIMPII（リソソーム膜タンパク質2）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。マウスおよびラットと交差反応性を示します。リソソームGBA1ターゲティングおよびエンテロウイルス71侵入の研究に有用です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | SR-B2/LIMPII ウサギ mAb                                                    |
| 備考/別名      | AMRF; EPM4; LGP85; CD36L2; HLGp85; LIMP-2; LIMPII; SR-BII; SR-B2/LIMPII |
| 種          | ヒト                                                                      |
| 遺伝子ID (ヒト) | 950                                                                     |
| 遺伝子ID      | 950                                                                     |
| 免疫原        | 合成ペプチド   ヒトSR-B2/SR-B2/LIMPII (Q14108) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。           |
| 由来         | ウサギ                                                                     |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                               |
| 適用         | WB, IHC-P, ELISA                                                        |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                              |
| SWISS      | Q14108                                                                  |
| タンパク質分子量   | 54kDa                                                                   |
| 発送         | 保冷バッグ                                                                   |