

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Sr-Bi ウサギモノクローナル抗体 - Q8Wtv0

商品番号: CM0002956

前書き

ヒトSR-BI (Q8WTV0)
に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。リポタンパク質代謝、ウイルス侵入、および食作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SR-BI ウサギ mAb
備考/別名	CLA1; SRBI; CLA-1; SR-BI; CD36L1; HDLCQ6; HDLQTL6
種	ヒト
遺伝子ID	949
免疫原	ヒトSR-BI (Q8WTV0) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WTV0
タンパク質分子量	61kDa
発送	保冷バッグ