

Wb、If-P、Elisa用 抗Srgn ポリクローナル抗体 - P10124

商品番号: CM0028082

前書き

ヒトSRGN (Serglycin) を標的とした高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAに適しており、ヒトおよびマウスと交差反応性を示します。アポトーシスおよび分泌顆粒研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRGN ウサギ pAb
備考/別名	PPG; PRG; PRG1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5552
GeneID	5552
免疫原	ヒトSRGN (NP_002718.2) のアミノ酸59-158に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P10124
タンパク質重量	18kDa
発送	保冷バッグ