


## Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Srp9 ポリクローナル抗体 - P49458

商品番号: CM0030997



### 前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みのAnti-SRP9 ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのSRP 9（小胞体ターゲティングを媒介するシグナル認識粒子構成因子）を認識します。組換え免疫原（aa 1-86）。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名         | SRP9 Rabbit pAb                                     |
| 備考/別名       | ALURBP; SRP9                                        |
| 種           | ヒト                                                  |
| GeneID (ヒト) | 6726                                                |
| 免疫原         | ヒトSRP9 (NP_003124.1) のアミノ酸1-86に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                           |
| アプリケーション    | WB, IF/ICC, ELISA                                   |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                              |
| SWISS       | P49458                                              |
| タンパク質分子量    | 10kDa                                               |
| 配送          | アイスパック                                              |