


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Srrm1 ポリクローナル抗体 - Q8Iyb3

商品番号: CM0029939



前書き

ヒトSRRM1 (SRm160) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。マウスとの交差反応性あり。RNAスプライシングおよびスプライソソーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SRRM1 ウサギ pAb
備考/別名	160-KD; POP101; SRM160; SRRM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10250
GeneID	10250
免疫原	ヒトSRRM1 (NP_005830.2) のアミノ酸1-160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8IYB3
タンパク質分子量	102kDa
発送	保冷バッグ