

Anti-St3Gal1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q11201

商品番号: CM0014773

前書き

ヒトST3GAL1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性があります。糖生物学およびシアル化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ST3GAL1 Rabbit pAb
備考/別名	ST3O; SIAT4A; SIATFL; ST3GalA; ST3GalIA; Gal-NAc6S; ST3GalA.1; I; ST3GAL1
種	ヒト
GeneID	6482
免疫原	ヒトST3GAL1（NP_003024.1）のアミノ酸35-135に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q11201
タンパク質分子量	39 kDa
配送	氷袋