

抗Stau2ポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - Q9Nul3

商品番号: CM0029605

前書き

ヒトSTAU2を標的とするウサギポリクローナル抗体。STAU2は樹状突起へのmRNA輸送に関与する二本鎖RNA結合タンパク質です。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。神経生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STAU2 ウサギpAb
備考/別名	39K2; 39K3; STAU2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27067
免疫原	ヒトSTAU2のアミノ酸300-400内の配列に対応する合成ペプチド (NP_001157852.1)
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NUL3
タンパク質重量	63kDa
配送	アイスバッグ