

Anti-Sting/Tmem173 モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q86Wv6

商品番号: CM0005764



前書き

ヒト STING/TMEM173

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISA

で検証済み。ヒト、マウス、ラットを検出。自然免疫およびオートファジーの研究に最適です。分子量 42 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STING/TMEM173 Rabbit mAb
備考/別名	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
種	ヒト
GeneID (ヒト)	340061
GeneID	340061
免疫原	ヒト STING/TMEM173 組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86WV6
タンパク質分子量	42kDa
配送方法	アイスバッグ