

Anti-Stk33 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byt3

商品番号: CM0002089



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証されたウサギモノクローナルSTK33抗体。ヒト、マウスSTK33（約58 kDa）を検出します。これは、精子細胞の分化および雄性生殖に必須なセリン/スレオニンキナーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STK33 Rabbit mAb
備考/別名	STK33
種	ヒト
GeneID (ヒト)	65975
GeneID	65975
免疫原	ヒトSTK33 (Q9BYT3) のアミノ酸399-514に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BYT3
タンパク質分子量	58kDa
配送	氷袋