

抗Sumo1ウサギモノクローナル抗体 [Ko検証済] Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応 - P63165

商品番号: CM0002520

前書き

SUMO1を標的とするウサギモノクローナル抗体 (P63165)。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。核輸送、DNA修復、シグナル伝達におけるSUMO化研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済] SUMO1 ウサギmAb
備考/別名	DAPI; GMP1; PIC1; SMT3; UBL1; OFC10; SENP2; SMT3C; SMT3H3; O1
種	ヒト
GeneID	7341 (ヒト)
免疫原	合成ペプチド ヒトSumo 1 (P63165)のアミノ酸1-101領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63165
タンパク質分子量	12kDa
配送方法	保冷剤