


Wb、If/Icc、Elisa用抗Sumo2/3ウサギモノクローナル抗体 - P61956 / P55854

商品番号: CM0007555



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用のウサギモノクローナル抗SUMO2/3抗体。ヒト、マウス、ラットのSUMO2/3を認識します。組換え免疫原（アミノ酸1～95）。SUMO化、DNA修復、シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUMO2/3ウサギmAb
備考／別名	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6613/6612
GeneID	6613/6612
免疫原	ヒトSUMO2/3のアミノ酸1～95に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。（NP_008868.3）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61956/P55854
タンパク質分子量	11kDa
配送	保冷バッグ