


Anti-Sun2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q9Uh99

商品番号: CM0019108



前書き

SUN2

ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラット由来のサンプルを用いたWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。核の位置決定と遊走に必須なLINC複合体の構成要素SUN2を標的としており、細胞骨格や核膜の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SUN2 Rabbit pAb
別名	UNC84B; rab5IP; SUN2
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	25777
GeneID	25777
免疫原	ヒトSUN2 (NP_001186508) のアミノ酸255-572番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UH99
タンパク質分子量	80kDa
発送方法	保冷剤