


WbおよびElisa用 抗サバイビン ウサギ モノクローナル抗体 - O15392

商品番号: CM0012608



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの高品質な抗サバイビン ウサギ

モノクローナル抗体。マウスおよびラットとの交差反応性を示します。アポトーシスおよび細胞増殖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サバイビン ウサギ mAb
備考/別名	API4; EPR-1; Survivin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	332
GeneID	332
免疫原	ヒトサバイビン (O15392) のアミノ酸1-140に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	O15392
タンパク質分子量	16kDa
発送	保冷バッグ