

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗シナプトフィジンウサギモノクローナル抗体 - P08247

商品番号: CM0008990

前書き

シナプトフィジンウサギモノクローナル抗体（ヒト、マウス、ラット）は、WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。シナプス小胞の生物学、可塑性、神経病理学の研究に最適です。この抗体はシナプス前マーカーであるシナプトフィジンを標的としており、脳組織および培養神経細胞における信頼性の高い検出を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	シナプトフィジン ウサギmAb
備考/別名	MRX96; MRXSYP; XLID96
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6855
GeneID	6855
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08247
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷剤