

Anti-Syntaphilin (Snph) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O15079

商品番号: CM0013751

前書き

ヒトSNPH（Syntaphilin）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスおよびラットと交差反応性あり。SNARE複合体阻害およびシナプス機能の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNPH ウサギ pAb
備考/別名	SNPH; bA314N13.5
種	ヒト
遺伝子ID	9751
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSNPH（NP_055538.2）のアミノ酸300-425に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O15079
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷バッグ