

アンチシンタキシン3 ウサギモノクローナル抗体、Wb・Ihc-P・Elisa対応 - Q13277

商品番号: CM0011852

前書き

ヒトSyntaxin

3 (Q13277) に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。膜輸送および神経伝達物質輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Syntaxin 3 ウサギmAb
備考・別名	MVID2, STX3A, DIAR12, RDMVID, Syntaxin 3
抗原由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	6809
GeneID	6809
免疫原	ヒトSyntaxin 3 (Q13277) のアミノ酸100～200番目の配列に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13277
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	保冷剤