

Wb、Elisa用抗Taf1Cポリクローナル抗体 - Q15572

商品番号: CM0030055

前書き

ヒトTAF1Cを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル由来のTAF1Cを検出します。RNAポリメラーゼI転写と核小体機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAF1C Rabbit pAb
備考/別名	SL1; TAFI95; TAFI110; MGC:39976; TAF1C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9013
GeneID	9013
免疫原	組換えタンパク質、ヒトTAF1C (NP_001230085.1) のアミノ酸70-320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15572
タンパク質分子量	95kDa
配送	アイスパック