

Anti-Tafazzin / Taz ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q16635

商品番号: CM0016116

前書き

WBおよびELISA用Tafazzin/TAZウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの内在性Tafazzinを検出します。カルジオリピン再構成に不可欠なミトコンドリアアシルトランスフェラーゼであり、バルト症候群および心筋研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Tafazzin / TAZ Rabbit pAb
備考/別名	EFE; TAZ; BTHS; EFE2; G4.5; Taz1; CMD3A; LVNCX; Tafazzin / TAZ
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6901
遺伝子ID	6901
免疫原	ヒトTafazzin / TAZ (NP_851830.1) のアミノ酸174-248に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16635
タンパク質分子量	30kDa
配送	アイスパック