


Wb、Elisa用 抗Tal1 ポリクローナル抗体 - P17542

商品番号: CM0016302



前書き

ヒトTAL1 (SCL、TCL5、bHLHa17) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびラットと交差反応性があります。造血器悪性腫瘍、赤芽球分化、T-ALLに関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAL1 ウサギ pAb
備考 / 別名	SCL, TCL5, tal-1, bHLHa17, TAL1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6886
遺伝子ID	6886
免疫原	ヒトTAL1 (NP_003180.1) のアミノ酸242-331に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P17542
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ