

抗Taldo1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - P37837

商品番号: CM0030936



前書き

ヒトTALDO1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ペントースリン酸経路の主要酵素であるヒトおよびマウスTALDO1（38 kDa）と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TALDO1 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	TAL; TALH; TAL-H; TALDOR; TALDO1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6888
GeneID	6888
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P37837
タンパク質重量	38kDa
配送	アイスパック