

Wb、If、Ihc、Elisa用抗Tarbp2ウサギモノクローナル抗体 - Q15633

商品番号: CM0011642



前書き

WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済みのウサギモノクローナルTARBP2抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。miRNAプロセッシング、HIV複製、自然免疫研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TARBP2ウサギmAb
備考／別名	LOQS; TRBP; TRBP1; TRBP2; TARBP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6895
遺伝子ID	6895
免疫原	ヒトTARBP2 (Q15633) のアミノ酸200～300に相当する配列を含む合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15633
タンパク質分子量	39kDa
配送	保冷バッグ