


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Tbcc ウサギポリクローナル抗体 - Q15814

商品番号: CM0023495



前書き

TBCC（チューブリン特異的コシャペロンC）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを認識します。チューブリンの折りたたみおよび網膜生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TBCC ウサギ pAb
備考/別名	CFC; TBCC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6903
免疫原	ヒト TBCC (NP_003183.1) のアミノ酸 1-346 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15814
タンパク質分子量	39kDa
配送	アイスバッグ