

WbおよびElisa用Anti-Tbl2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Y4P3

商品番号: CM0012974

前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証されたAnti-TBL2 Rabbit

pAb。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ウィリアムズ症候群およびWDリピートタンパク質の生物学の研究に最適です。予測分子量は50 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TBL2 Rabbit pAb
備考/別名	WBSCR13; WS-betaTRP; TBL2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26608
GeneID	26608
免疫原	ヒトTBL2 (NP_036585.1) のアミノ酸100-430に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4P3
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバッグ