

Wb、Elisa用抗Tcapポリクローナル抗体 - O15273

商品番号: CM0014665



前書き

ウサギ由来のヒトTCAP（テレクトニン）に対するポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで実証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。筋肉のサルコメア集合および疾患研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCAP ウサギpAb
備考/別名	TELE; CMD1N; CMH25; T-cap; LGMD2G; LGMDR7; テレクトニン; TCAP
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8557
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTCAP（NP_003664.1）のアミノ酸1-167に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15273
タンパク質分子量	19kDa
輸送方法	氷袋