

Wb、If-P、Elisa用 抗Tcapウサギモノクローナル抗体 - O15273

商品番号: CM0004897



前書き

WB、IF-P、ELISA用の高品質な抗TCAPウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのテレソニンを検出します。筋節研究や筋疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCAP ウサギ mAb
備考/別名	TELE; CMDIN; CMH25; T-cap; LGMD2G; LGMDR7; telethonin; TCAP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8557
免疫原	ヒトTCAPのアミノ酸1-167に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_003664.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15273
タンパク質分子量	19kDa
配送	保冷バッグ