

Wb・Elisa用 抗Tcf7L1 ポリクローナル抗体 - Q9Hcs4

商品番号: CM0026326

前書き

ウサギ由来の抗TCF7L1（TCF-3）ポリクローナル抗体です。ウェスタンブロット（WB）およびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。Wntシグナル伝達および表皮分化の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCF7L1 Rabbit pAb
備考／別名	TCF3; TCF-3; TCF7L1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	83439
GeneID	83439
免疫原	ヒトTCF7L1 (NP_112573.1) のアミノ酸260～340番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HCS4
タンパク質分子量	63kDa
輸送方法	保冷剤