


Anti-Tcp1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P17987

商品番号: CM0015900



前書き

ヒトTCP1 (CCT-alpha)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのTCP1を検出します。シャペロニン、細胞骨格、繊毛形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCP1 Rabbit pAb
備考/別名	CCT1; CCTa; D6S230E; CCT-alpha; TCP-1-alpha; TCP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6950
GeneID	6950
免疫原	ヒトTCP1 (NP_110379.2) のアミノ酸307-556に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17987
タンパク質分子量	60kDa
配送	氷袋