

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa、Chip用抗Tead1ウサギポリクローナル抗体 - P28347

商品番号: CM0014290



前書き

ヒト、マウス、ラットで反応性が確認された、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA、ChIP用TEAD1ウサギポリクローナル抗体。Hippoシグナル伝達、転写制御、心臓発生の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TEAD1 Rabbit pAb
備考／別名	AA; REF1; TCF13; TEF-1; NTEF-1; TCF-13; TEAD-1; TEAD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7003
GeneID	7003
免疫原	ヒトTEAD1 (NP_068780.2) のアミノ酸200～300に相当する配列を含む合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA、ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28347
タンパク質分子量	48kDa
輸送条件	保冷剤