


WbおよびElisa用Anti-Tecモノクローナル抗体 - P42680

商品番号: CM0004839



前書き

ヒトTecキナーゼを標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。免疫シグナル伝達の研究および診断薬の開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Tec Rabbit mAb
備考/別名	PSCTK4; Tec
種	ヒト
GeneID	7006
免疫原	ヒトTec (NP_003206.2) のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42680
タンパク質分子量	74kDa
配送	アイスパック