

Anti-Tfam ウサギポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa対応） - Q00059

商品番号: CM0018266



前書き

ヒトTFAMを標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア転写およびmtDNA維持の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TFAM Rabbit pAb
備考/別名	TCF6; MTTF1; MTTFA; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; MTDPS15; TFAM
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7019
遺伝子ID	7019
免疫原	ヒトTFAM (NP_003192.1) のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q00059
タンパク質分子量	29 kDa
配送	氷袋