


Anti-Tgf Beta Receptor Ii (Tgfb2) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P37173

商品番号: CM0014594



前書き

ヒトTGF-

β受容体タイプ2 (TGFB2、P37173) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。腫瘍学および線維症におけるTGF-βシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TGF beta Receptor II Rabbit pAb
備考/別名	AAT3; FAA3; LDS2; MFS2; RIIC; LDS1B; LDS2B; TAAD2; TBRII; TBR-ii; TGFR-2; tbetaR-II; TGFbeta-RII; TGF beta Receptor II (TGFB2)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7048
GeneID	7048
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTGF beta Receptor II (TGFB2) (NP_003233.4) のアミノ酸23-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37173
タンパク質分子量	65kDa
配送	アイスパック