


## Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Tgn46/Tgoln2 ウサギポリクローナル抗体 - O43493

商品番号: CM0019293



## 前書き

ヒトTGN46/TGOLN2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性があります。膜輸送調節に関与する重要なトランスゴルジネットワークタンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | TGN46/TGOLN2 ウサギ pAb                                                    |
| 備考/別名      | TGN38, TGN46, TGN48, TGN51, TTGN2, hTGN46, hTGN48, hTGN51, TGN46/TGOLN2 |
| 種          | ヒト                                                                      |
| 遺伝子ID (ヒト) | 10618                                                                   |
| 免疫原        | ヒトTGN46/TGOLN2 (NP_006455.2) のアミノ酸323-423に相当する合成ペプチド                    |
| 由来         | ウサギ                                                                     |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                               |
| アプリケーション   | WB, IHC-P, ELISA                                                        |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                              |
| SWISS      | O43493                                                                  |
| タンパク質分子量   | 46kDa                                                                   |
| 発送         | 保冷バッグ                                                                   |