


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Tifaモノクローナル抗体 - Q793I8

商品番号: CM0011976



前書き

KO検証済み抗TIFAウサギモノクローナル抗体（WB、IHC-P、ELISA用）。NF-κB自然免疫シグナル伝達における21 kDaのアダプタータンパク質であるマウスTIFAを検出します。感染症および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] TIFA ウサギmAb
備考/別名	T2bp
種	マウス
GeneID (ヒト)	92610
GeneID (マウス)	211550
免疫原	合成ペプチド マウスTIFAのアミノ酸1-184の配列に対応する合成ペプチド (NP_001343359.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q793I8
タンパク質重量	21 kDa
配送	アイスパック