

Anti-Timp2ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用）- P16035

商品番号: CM0013001



前書き

ヒトTIMP2を標的とするウサギポリクローナル抗体。

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。MMP阻害、組織リモデリング、および癌転移の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIMP2 Rabbit pAb
備考/別名	DDC8; CSC-21K; TIMP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7077
GeneID	7077
免疫原	合成ペプチド ヒトTIMP2 (NP_003237.2) のアミノ酸50-150以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16035
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスバッグ