

Wb、If/Icc、Elisa用抗Timp4ポリクローナル抗体 - Q99727

商品番号: CM0026819

前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのTIMP4ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞外マトリックスリモデリング、心血管生物学、MMP阻害の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIMP4 ウサギ pAb
別名	TIMP-4; TIMP4
由来種	ヒト
GeneID	7079
免疫原	ヒトTIMP4（NP_003247.1）のアミノ酸30～224に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99727
タンパク質分子量	26kDa
発送方法	保冷剤