

抗Tin2/Tinf2 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Bsi4

商品番号: CM0005465



前書き

WB、ELISAでの使用が検証済みの抗TIN2/TINF2 ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応し、テロメア長の調節と保護に関わるシェルテリン複合体の構成要素であるTERF1相互作用性核因子2を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIN2/TINF2 ウサギmAb
備考/別名	TIN2; DKCA3; TIN2/TINF2
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	26277
GeneID	26277
免疫原	ヒトTIN2/TINF2（Q9BSI4）のアミノ酸210～309番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BSI4
タンパク質分子量	50 kDa
発送方法	保冷剤梱包