

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Tle2 ウサギ モノクローナル抗体 - Q04725

商品番号: CM0004880

前書き

ヒトTLE2 (Transducin-like enhancer protein 2) に対する組換えウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。Wntシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TLE2 ウサギ mAb
備考/別名	ESG; ESG2; GRG2; TLE2
種	ヒト
遺伝子ID	7089
免疫原	ヒトTLE2 (NP_003251.2) のアミノ酸1-138に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04725
タンパク質分子量	80KDa
発送	保冷バッグ