

Anti-Tlk1 ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Uki8

商品番号: CM0024079

前書き

TLK1 (PKU-beta)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのTLK1と交差反応します。TLK1は、クロマチン集合およびDNA損傷応答に関与するキナーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TLK1 Rabbit pAb
備考/別名	PKU-beta; TLK1
種	ヒト
GeneID	9874
免疫原	ヒトTLK1 (NP_036422.3) のアミノ酸150-250領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKI8
タンパク質分子量	87kDa
配送	アイスパック