

Wb、Elisa用抗Tm7Sf2ウサギポリクローナル抗体 - O76062

商品番号: CM0022280

前書き

WBおよびELISAアプリケーションに適した抗TM7SF2ウサギポリクローナル抗体。コレステロール生合成に関与するデルタ(14)-ステロール還元酵素であるヒトおよびマウスTM7SF2と反応します。脂質代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TM7SF2ウサギpAb
備考／別名	ANG1; C14SR; NET47; DHCR14A; TM7SF2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7108
GeneID	7108
免疫原	ヒトTM7SF2（NP_003264.2）のアミノ酸160～250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O76062
タンパク質分子量	46 kDa
輸送	保冷バッグ