

Anti-Tmem25 ラビットポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q86Yd3

商品番号: CM0016056

前書き

ヒトTMEM25を標的とする高品質なラビットポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のTMEM25を検出します。神経細胞の興奮性およびNMDA受容体の分解に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMEM25 Rabbit pAb
備考/別名	TMEM25
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84866
GeneID	84866
免疫原	ヒトTMEM25 (NP_001137506.1) のアミノ酸223-322に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86YD3
タンパク質分子量	39kDa
配送	アイスバッグ