

WbおよびElisa用抗Tmem61ウサギポリクローナル抗体 - Q8N0U2

商品番号: CM0021325

前書き

ヒトTMEM61を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット（WB）およびELISAでバリデーション済み。22 kDaの膜貫通タンパク質を検出し、膜タンパク質の研究およびアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TMEM61ウサギpAb
備考／別名	TMEM61
種	ヒト
GeneID（ヒト）	199964
免疫原	ヒトTMEM61のアミノ酸91～210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_872338.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N0U2
タンパク質分子量	22 kDa
配送	保冷バッグ