

Wb、Elisa用 抗Tmf1 ウサギポリクローナル抗体 - P82094

商品番号: CM0024436

前書き

ヒトTMF1（ARA160）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスと交差反応します。転写制御および逆行性輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMF1 Rabbit pAb
備考・別名	TMF; ARA160; TMF1
対象種	ヒト
GeneID	7110
免疫原	ヒトTMF1（NP_009045.2）のアミノ酸900～1000領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P82094
タンパク質分子量	123kDa
輸送方法	氷袋梱包