

抗Tmod4ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nzq9

商品番号: CM0027544

前書き

ヒトTMOD4を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。TMOD4は骨格筋のトロポモジュリンで、アクチンフィラメントをキャッピングして細胞骨格の動態を制御します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMOD4 ウサギpAb
別名	SK-TMOD; TMOD4
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29765
遺伝子ID	29765
免疫原	ヒトTMOD4 (NP_037485.2) のアミノ酸1〜345番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9NZQ9
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	氷袋