

WbおよびElisa用Anti-Tmtc3ポリクローナル抗体 - Q6Zxv5

商品番号: CM0017781

前書き

ヒトTMTC3（O-マンノシル転移酵素）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。免疫原はアミノ酸615-914に相当します。小胞体ストレス応答およびカドヘリンのO-マンノシル化の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMTC3 Rabbit pAb
備考/別名	LIS8; SMILE; TMTC3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	160418
GeneID	160418
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTMTC3 (NP_861448.2) のアミノ酸615-914に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6ZXV5
タンパク質分子量	104kDa
配送	氷袋