


WbおよびElisa用 抗Tnfrsf13C ウサギポリクローナル抗体 - Q96Rj3

商品番号: CM0013868



前書き

ヒト TNFRSF13C (BAFF-R, CD268) に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスと交差反応性あり。B細胞生存および免疫不全研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNFRSF13C ウサギ pAb
備考/別名	BAFFR; CD268; CVID4; BAFF-R; BROMIX; プロリキシン; TNFRSF13C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	115650
GeneID	115650
免疫原	ヒトTNFRSF13Cのアミノ酸1-80に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_443177.1)
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96RJ3
タンパク質分子量	19kDa
発送	保冷バッグ