

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Tob2 ウサギポリクローナル抗体 - Q14106

商品番号: CM0028275

前書き

TOB2を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットへの交差反応性を有します。TOB2は抗増殖タンパク質で、G0/G1期からS期への移行を阻害し、細胞質に局在します。細胞周期および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TOB2ウサギpAb
備考/別名	TOB4, TOBL, APRO5, TROB2, TOB2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10766
遺伝子ID	10766
免疫原	ヒトTOB2 (NP_057356.1)のアミノ酸1-70に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14106
タンパク質分子量	37kDa
輸送	保冷バッグ