


抗Tom70 ウサギモノクローナル抗体 Wb、Elisa用 - O94826

商品番号: CM0002071



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高特異性ウサギ抗TOM70モノクローナル抗体です。ミトコンドリアインポート受容体かつ抗ウイルス応答メディエーターであるヒト、マウス、ラットのTOM70を認識します。ミトコンドリア研究やウイルス感染研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TOM70 Rabbit mAb
別名	Tom70; TOMM70A; TOM70
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9868
遺伝子ID	9868
免疫原	ヒトTOM70 (NP_055635.3) のアミノ酸245-608に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94826
タンパク質分子量	67kDa
発送	保冷剤