

## 抗Tomm40Lウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q969M1

商品番号: CM0020995

### 前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISA用途で検証済みの高品質抗TOMM40Lウサギポリクローナル抗体です。ヒトTOMM40Lを検出し、マウスと交差反応します。ミトコンドリアのタンパク質輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                |
|------------|--------------------------------------------------|
| 製品名        | TOMM40L Rabbit pAb                               |
| 別名         | TOMM40B; TOMM40L                                 |
| 対象種        | ヒト                                               |
| GeneID（ヒト） | 84134                                            |
| GeneID     | 84134                                            |
| 免疫原        | ヒトTOMM40L（NP_115550.2）のアミノ酸1～100番内の配列に対応する合成ペプチド |
| 起源         | ウサギ                                              |
| 分類         | ポリクローナル抗体                                        |
| 用途         | WB、ELISA                                         |
| 交差反応性      | マウス                                              |
| SWISS      | Q969M1                                           |
| タンパク質分子量   | 33kDa                                            |
| 発送方法       | 保冷剤梱包                                            |