

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Topo IIαポリクローナル抗体 - P11388

商品番号: CM0021945



前書き

ヒトDNAトポイソメラーゼIIα（Topo IIα）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAに適しています。ヒトサンプルでバリデーション済み。がん研究および細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Topo IIα ウサギpAb
備考／別名	TOP2A; TOP2; TP2A; DNAトポイソメラーゼIIα; Topo IIα
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7153
GeneID	7153
免疫原	ヒトTopo IIα（NP_001058.2）のアミノ酸1431～1531内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P11388
タンパク質分子量	174kDa/177kDa/178kDa/182kDa
配送	保冷剤